

Boston Scientific Neuromodulation

Product Catalogue - Produktkatalog
Catalogue Produits - Catálogo de Productos
Catalogo dei Prodotti





TABLE OF CONTENTS

	PAGE
Precision™ Family Implantable Pulse Generators (IPGs)	7
Percutaneous Leads	8-10
Surgical Paddle Leads	11
Lead Extensions/Splitters	12
Adapters	13
Surgical Spares	13-14
Patient Accessories	15
Patient Kits	16
Clinician Equipment & Accessories	17

Ordering Information

Please indicate the complete model number when ordering. Example:



Indications, contraindications and warnings can be found in the "Instructions for Use" which are supplied with each device.

CAUTION: The law restricts these devices to sale by or on the order of a physician. For more information, please contact your local Boston Scientific sales representative.

Products listed in this catalogue are meant for use in compliance with local country regulations and with applicable health authority product registrations. Local country regulatory approval and the availability of product can be verified by contacting your sales representative or your regional customer service.

Illustrations are for information purposes only, not indicative of actual size or clinical outcome.




INHALTSVERZEICHNIS

	SEITE
Implantierbare Precision™ - Impulsgeneratoren (IPG)	18
Perkutane Elektroden	19-21
Implantierbare Elektroden	22
Elektrodenverlängerungen und -splitter	23
Adapter	24
Chirurgische Ersatzteile	24-25
Patientenzubehör	26
Patienten-Sets	27
Medizinische Geräte und medizinisches Zubehör	28

Bestellinformationen

Bitte geben Sie bei Bestellung die komplette Modellnummer an. Beispiel:



Indikationen, Kontraindikationen und Warnhinweise finden Sie in der „Bedienanleitung“, die mit jedem Gerät mitgeliefert wird.

ACHTUNG: Aufgrund gesetzlicher Vorschriften dürfen die Produkte nur von einem Arzt oder in seinem Auftrag verkauft werden. Weitere Informationen erhalten Sie auch von dem zuständigen Vertriebsmitarbeiter von Boston Scientific.

In diesem Katalog aufgeführte Produkte sind zur Verwendung entsprechend den im europäischen Wirtschaftsraum, Kanada und Australien geltenden Landesvorschriften und Produktregistrierungen der zuständigen Gesundheitsbehörden vorgesehen. Informieren Sie sich über die Verfügbarkeit des Produkts bei Ihrem Vertreter vor Ort oder dem Kundendienst vor Ort.

Abbildungen dienen nur der Information – sie sind keine Zusicherung der tatsächlichen Abmessungen oder klinischen Ergebnisse.




TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
Générateurs d'impulsions implantables (GII) Precision™	29
Sondes percutanées	30-32
Sondes chirurgicales à palette	33
Sondes-extensions / Répartiteurs de sonde	34
Adaptateurs	35
Accessoires chirurgicaux	35-36
Accessoires patient	37
Kits Patient	38
Équipement et accessoires médecin	39

Références

Veuillez indiquer la référence complète du modèle lorsque vous passez commande. Exemple :



Les indications, contre-indications et avertissements se trouvent dans le « Mode d'emploi » fourni avec chaque dispositif.

MISE EN GARDE : la loi limite la vente de ces dispositifs par les médecins ou sous leur prescription. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant local de Boston Scientific.

Les produits répertoriés dans ce catalogue ont été conçus pour être utilisés conformément aux réglementations locales de la zone économique européenne, du Canada et d'Australie et avec les autorisations fournies par les autorités sanitaires. Veuillez vérifier la disponibilité du produit auprès de votre représentant local ou auprès de votre service client local.

Les illustrations sont fournies à titre d'information uniquement et ne sont pas indicatives des tailles ou résultats cliniques réels.




ÍNDICE

	PÁGINA
Generadores de impulsos implantables (GII) Precision™	40
Electrodos percutáneos	41-43
Electrodos quirúrgicos	44
Extensiones de electrodos / Extensiones bifurcadas de electrodos	45
Adaptadores	46
Accesorios quirúrgicos	46-47
Accesorios para el paciente	48
Kits para paciente	49
Equipo de programación y accesorios clínicos	50

Información para pedidos

Indique el número de modelo completo cuando realice su pedido. Ejemplo:



Las indicaciones, contraindicaciones y advertencias pueden encontrarse en las «Instrucciones de uso» que se suministran con cada dispositivo.

PRECAUCIÓN: La ley sólo permite la venta de estos dispositivos por parte de un médico o por prescripción facultativa. Para obtener más información, póngase en contacto con el distribuidor de la zona de Boston Scientific.

Los productos que se mencionan en este catálogo están destinados para su utilización de conformidad con las normas del país local y con los registros de productos de las autoridades sanitarias en el Espacio Económico Europeo, Canadá y Australia. Compruebe la disponibilidad del producto con el representante de ventas local o con el servicio de atención al cliente local.


Las ilustraciones sólo tienen finalidad informativa y no indican ni el tamaño ni los resultados clínicos reales.

INDICE

	PAGINA
Precision™ Generatore di impulsi impiantabile (IPG)	51
Elettrocateri percutanei	52-54
Elettrocateri chirurgici con piattina	55
Estensioni e Splitter elettrocateri	56
Adattatori	57
Ricambi chirurgici	57-58
Accessori per il paziente	59
Kits per paziente	60
Attrezzature e accessori per il personale clinico	61

Informazioni per l'ordine

Si prega di indicare il numero completo del modello al momento dell'ordine. Esempio:



Indicazioni, controindicazioni e avvertenze si trovano nelle "Istruzioni per l'uso" fornite insieme a ogni dispositivo.


ATTENZIONE: le leggi federali (USA) limitano la vendita del presente dispositivo al medico o dietro prescrizione medica.

Per ulteriori informazioni contattare il proprio agente di vendita locale Boston Scientific.


I prodotti elencati in questo catalogo sono intesi per l'uso in conformità con le norme locali vigenti nello Spazio economico europeo, in Canada e in Australia, nonché con la registrazione dei prodotti da parte dell'autorità sanitaria competente. Si prega di verificare la disponibilità del prodotto con il rappresentante vendite o il servizio clienti locale.

Le illustrazioni sono a scopo puramente informativo e non sono indicative delle dimensioni o degli esiti clinici effettivi.



Precision™ Plus Implantable Pulse Generator (IPG)

Model Number	UPN / Product Number	Description
SC-1110-02	M365SC1110020	<p>Precision™ Plus IPG</p> <p>Package Contents</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) IPG (1) Hex Wrench (1) Tunneling Tool Assembly (1) IPG Pocket Template (2) Port Plugs 



Precision Spectra™ Implantable Pulse Generator (IPG)

Model Number	UPN / Product Number	Description
SC-1132	M365SC11320	<p>Precision Spectra™ IPG</p> <p>Package Contents</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) IPG (1) Hex Wrench (1) Tunneling Tool Assembly (1) IPG Pocket Template (4) Port Plugs 


Percutaneous Leads

Model Number	UPN / Product Number	Description
SC-2158-XX	M365SC2158XXX	Linear™ Lead <i>Package Contents</i> (1) Percutaneous Lead (2) Curved Stylets (one preloaded in Lead) (1) Straight Stylet (4) Suture Sleeves (1) Insertion Needle with Trocar Stylet (1) Lead Blank (2) Lead Position Labels, left and right (non-sterile) (1) Steering Cap 
SC-2158-30	M365SC2158300	Linear Lead 30 cm with enhanced stylet
SC-2158-50	M365SC2158500	Linear Lead 50 cm with enhanced stylet
SC-2158-70	M365SC2158700	Linear Lead 70 cm with enhanced stylet
SC-2158-50E	M365SC215850E0	Trial Linear Lead 50 cm with enhanced stylet
Model Number	UPN / Product Number	Description
SC-2218-XX	M365SC2218XXX	Linear ST™ Lead <i>Package Contents</i> (1) Percutaneous Lead (2) Curved Stylets (one preloaded in Lead) (1) Straight Stylet (4) Suture Sleeves (1) Insertion Needle with Trocar Stylet (1) Lead Blank (2) Lead Position Labels, left and right (non-sterile) (1) Steering Cap 
SC-2218-30	M365SC2218300	Linear ST Lead 30 cm with enhanced stylet
SC-2218-50	M365SC2218500	Linear ST Lead 50 cm with enhanced stylet
SC-2218-70	M365SC2218700	Linear ST Lead 70 cm with enhanced stylet
SC-2218-50E	M365SC221850E0	Trial Linear ST Lead 50 cm with enhanced stylet




Percutaneous Leads

Model Number	UPN / Product Number	Description
SC-2352-XX	M365SC2352XXX	Linear™ 3-4 Lead <i>Package Contents</i> (1) Percutaneous Lead with pre-loaded Curved Stylet (1) Stylet Ring with a Curved and a Straight Stylet (4) Suture Sleeves (1) Insertion Needle with Stylet (1) Lead Blank (1) Steering Cap (2) Lead Position Labels, left and right (non-sterile) 
SC-2352-50	M365SC2352500	Linear 3-4 Lead 50 cm
SC-2352-50E	M365SC235250E0	Trial Linear 3-4 Lead 50 cm
SC-2352-70	M365SC2352700	Linear 3-4 Lead 70 cm
Model Number	UPN / Product Number	Description
SC-2366-XX	M365SC2366XXX	Linear™ 3-6 Lead <i>Package Contents</i> (1) Percutaneous Lead with pre-loaded Curved Stylet (1) Stylet Ring with a Curved and a Straight Stylet (4) Suture Sleeves (1) Insertion Needle with Stylet (1) Lead Blank (1) Steering Cap (2) Lead Position Labels, left and right (non-sterile) 
SC-2366-30	M365SC2366300	Linear 3-6 Lead 30 cm
SC-2366-50	M365SC2366500	Linear 3-6 Lead 50 cm
SC-2366-50E	M365SC236650E0	Trial Linear 3-6 Lead 50 cm
SC-2366-70	M365SC2366700	Linear 3-6 Lead 70 cm


Percutaneous Leads

Model Number	UPN / Product Number	Description
SC-2316-XX	M365SC2316XXX	Infinion™ 16 Contact Lead Package Contents (1) 16 Contact Lead with pre-loaded Curved Stylet (1) Stylet Ring with a Curved and a Straight Stylet (1) Straight Stylet (4) Suture Sleeves (1) Insertion Needle (1) Lead blank (2) Lead Position Labels, left and right (non-sterile) (1) Steering Cap <i>Please note: When implanting the Infinion with the Precision™ Plus IPG, a Splitter 2x8 & Medical Adhesive is required.</i> 
SC-2316-50	M365SC2316500	Infinion™ 16 Contact Lead 50 cm
SC-2316-50E	M365SC231650E0	Trial Infinion™ 16 Contact Lead 50 cm
SC-2316-70	M365SC2316700	Infinion™ 16 Contact Lead 70 cm



Surgical Paddle Leads

Model Number	UPN / Product Number	Description
SC-8216-XX	M365SC8216XXX	Artisan™ Surgical Lead Package Contents (1) Paddle Lead (4) Suture Sleeves (2) Lead Position Labels, left and right (non-sterile) 
SC-8216-50	M365SC8216500	Artisan™ Surgical Lead 50 cm
SC-8216-70	M365SC8216700	Artisan™ Surgical Lead 70 cm
Model Number	UPN / Product Number	Description
SC-8336-XX	M365SC8336XXX	CoverEdge™ 32 Surgical Lead Package Contents (1) 32 paddle lead (6) Suture Sleeves 
SC-8336-50	M365SC8336500	CoverEdge™ 32 Surgical Lead 50cm
SC-8336-70	M365SC8336700	CoverEdge™ 32 Surgical Lead 70cm
Model Number	UPN / Product Number	Description
SC-8352-XX	M365SC8352XXX	CoverEdge™ X 32 Surgical Lead Package Contents (1) 32 paddle lead (6) Suture Sleeves 
SC-8352-50	M365SC8352500	CoverEdge™ X 32 Surgical Lead 50cm
SC-8352-70	M365SC8352700	CoverEdge™ X 32 Surgical Lead 70cm
Model Number	UPN / Product Number	Description
SC-4231-36	M365SC4231360	CoverEdge™ 32 Surgical Lead Paddle Blank
SC-4231-52	M365SC4231520	CoverEdge™ X 32 Surgical Lead Paddle Blank


Lead Extensions

Model Number	UPN / Product Number	Description
SC-3138-XX	M365SC3138XXX	Lead Extension <i>Package Contents</i> (1) Lead Extension (1) Hex Wrench (1) Tunneling Tool Assembly 
SC-3138-25	M365SC3138250	Lead Extension 25 cm
SC-3138-35	M365SC3138350	Lead Extension 35 cm
SC-3138-55	M365SC3138550	Lead Extension 55 cm

Lead Splitters

Model Number	UPN / Product Number	Description
		Splitter 2x4 <i>Package Contents</i> (1) Lead Splitter 2x4 (1) Hex Wrench 
SC-3304-25	M365SC3304250	D4 Splitter 25 cm (Distal Configuration-Contacts 1, 2, 3 & 4 Active)
SC-3354-25	M365SC3354250	W4 Splitter 25 cm (Wide Configuration-Contacts 1, 3, 5 & 8 Active)
Model Number	UPN / Product Number	Description
		Splitter 2x8 (used with the Infinion™ 16 contact lead) <i>Package Contents</i> (1) Splitter 2x8 (1) Torque Wrench <i>Please note: When implanting the Infinion with the Precision™ Plus IPG, a Splitter 2x8 & Medical Adhesive is required.</i> 
SC-3400	M365SC34000	Splitter 2x8 30 cm
SC-4320	M365SC43200	Medical Adhesive

Adapters

Model Number	UPN / Product Number	Description
SC-9004-XX	M365SC9004XXX	Precision™ Connector M1 (used to connect a Medtronic 4 contact lead to a Boston Scientific IPG) <i>Package Contents</i> (1) M1 Adapter (1) Hex Wrench (2) Lead Position Labels, left and right (non-sterile) <i>Please note: The Precision M1 Adapter requires the use of Medical Adhesive</i> 
SC-9004-35	M365SC9004350	Precision™ Connector M1 35 cm
SC-9004-55	M365SC9004550	Precision™ Connector M1 55 cm
SC-9004-70	M365SC9004700	Precision™ Connector M1 70 cm
SC-4320	M365SC43200	Medical Adhesive

Surgical Spares

Model Number	UPN / Product Number	Description
SC-4100A	M365SC4100A0	Precision™ Plus OR Cable
SC-4116	M365SC41160	Precision Spectra™ 1x16 OR Cable (60cm) and extension
SC-4108	M365SC41080	Precision Spectra™ 2x8 OR cable (60cm) and extension
SC-4230	M365SC42300	Passing Elevator
SC-4300	M365SC43000	1 cm Suture Sleeves (set of 2)
SC-4301	M365SC43010	1 cm Split Suture Sleeves (set of 2)
SC-4305	M365SC43050	2.3 cm Suture Sleeves (set of 2)
SC-4306	M365SC43060	2.3 cm Split Suture Sleeves (set of 2)
SC-4310	M365SC43100	4 cm Suture Sleeves (set of 2)
SC-4311	M365SC43110	4 cm Split Suture Sleeves (set of 2)
SC-4316	M365SC43160	Clík™ Anchor (set of 2)

Surgical Spares

Model Number	UPN / Product Number	Description
SC-4320	M365SC43200	Medical Adhesive
SC-4365	M365SC43650	Introducer Kit (13 cm, 23 cm)
SC-4254	M365SC42540	Long Tunneling Tool (35 cm)
SC-4275	M365SC42750	Hex Wrench (4.3 cm)
SC-4276	M365SC4276	Hex Wrench (7.6 cm)
SC-4200	M365SC42000	Insertion Needle 4 inches (10.1 cm)
SC-4205	M365SC42050	Insertion Needle 5 inches (12.7 cm)
SC-4206	M365SC42060	Insertion Needle 6 inches (16.5 cm)
SC-4210	M365SC42100	Epimed Curved Needle (10.2 cm)
SC-4350	M365SC43500	Lead Blanks (set of 2)
SC-4395-30	M365SC4395300	Stylet Kit with steering cap & stiffer stylet 30 cm
SC-4395-50	M365SC4395500	Stylet Kit with steering cap & stiffer stylet 50 cm
SC-4395-70	M365SC4395700	Stylet Kit with steering cap & stiffer stylet 70 cm
SC-4400	M365SC44000	Precision™ Plus Port Plugs (quantity 2)
SC-4401	M365SC44010	Precision Spectra™ IPG Port Plugs (quantity 4)

Patient Accessories

Model Number	UPN / Product Number	Description	
SC-5312	M365SC53120	Charger	
SC-5305	M365SC53050	Charger Base Station	
SC-6358-0BK SC-6358-1BK	M365SC63580BK0 M365SC63581BK0	Charging Belt (Size S, Black) 66-107 cm (Size M, Black) 81-136 cm	
SC-6350	M365SC63500	Adhesive Kit (26 adhesives)	
SC-5212	M365SC52120	Precision™ Plus Remote Control (with iconic screen capabilities)	
SC-6360	M365SC63600	Precision™ Plus Patient Trial Belt	
BPB-3100	M365BPB31000	Precision™ Plus Remote Control Holster	
NM-6360-32	M365SC6360320	Precision Spectra™ Patient Trial Belt	
NM-5232	M365SC52320	Precision Spectra™ Remote Control	
NM-6210	M365NM62100	Precision Spectra™ Remote Control Holster	

Patient Kits

Model Number	UPN / Product Number	Description
SC-6500-03	M365SC6500030	Precision™ Plus Patient Trial Kit <i>Package Contents</i> (1) 6v Battery (1) Trial Belt
SC-5500-04	M365SC550040	Precision™ Plus Patient Programmer Kit <i>Package Contents</i> (1) Remote Control (1) Remote Control Cover
SC-6412-3	M365SC641230	Precision™ Family Charging System <i>Package Contents</i> (1) Charger (1) Base Station (1) Power Supply (1) Charger Belt (1) Charger Power Supply (North American)
SC-6300	M365SC63000	Charger Power Supply (North American)
SC-6305	M365SC63050	European Charger Power Supply (UK & European Adaptor)
SC-5532-1	M365SC553210	Precision Spectra™ Programmer Kit <i>Package Contents</i> (1) Remote Control Sleeve (1) USB Power Supply (North American) (1) Remote Control Holster (1) Spectra Remote Control
NM-6310	M365NM63100	Precision Spectra™ Remote Control USB Power Supply (Americas)
NM-6315	M365NM63150	Precision Spectra™ Remote Control USB Power Supply (European)
SC-6500-32	M365SC6500320	Precision Spectra™ Patient Trial Kit <i>Package Contents</i> (2) AA Batteries (1) Trial Belt


Clinician Equipment & Accessories For Use With Precision™ Plus

Model Number	UPN / Product Number	Description
SC-7150-4 / SC-7150-4R	M365SC7150400 / M365SC715040R0	Clinician Programmer loaded with BionicNavigator™ 1.2 software
NM-7153-120 / NM-7153-12R0	M365NM7153120 / M365NM7153120	Asus Eee Tablet Clinician Programmer loaded with BionicNavigator 1.2 software
1163036-001	M36511630360010	Tablet PC Pen
SC-5400	M365SC54000	Patient Controller
SC-5110	M365SC51100	Precision Plus External Trial Stimulator
SC-4500	M365SC45000	Infrared (IR) Interface
5093144-001	M36550931440010	USB Cable
6015425-001	M36560154250010	IR Dongle Holder


Clinician Equipment & Accessories For Use With Precision Spectra™

Model Number	UPN / Product Number	Description
SC-7151-30 / SC-7151-30R	M365SC7151300 / M365SC715130R0	Clinician Programmer loaded with BionicNavigator™ 1.2 & 3.0 software
NM-7153-30 / NM 7153-03R	M365NM7153300 / M365NM715330R0	Asus Eee Tablet Clinician Programmer loaded with BionicNavigator™ 1.2 & 3.0 software
1163036-001	M36511630360010	Tablet PC Pen
SC-5400	M365SC54000	Patient Controller
SC-5132	M365SC51320	Precision Spectra External Trial Stimulator
NM-7190	M365NM71900	Programming Wand



Implantierbarer Precision™ Plus - Impulsgenerator (IPG)

Modellnummer	UPN / Produktnummer	Beschreibung
SC-1110-02	M365SC1110020	<p>Precision™ Plus IPG</p> <p>Packungsinhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) IPG (1) Sechskantschlüssel (1) Tunneling-Instrument, komplett (1) IPG-Taschenvorlage (2) Port-Verschlüsse 



Implantierbarer Precision™ Spectra - Impulsgenerator (IPG)

Modellnummer	UPN / Produktnummer	Beschreibung
SC-1132	M365SC11320	<p>Precision™ Spectra IPG</p> <p>Packungsinhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) IPG (1) Sechskantschlüssel (1) Tunneling-Instrument, komplett (1) IPG-Taschenvorlage (4) Port-Verschlüsse 


Perkutane Elektroden

Modellnummer	UPN / Produktnummer	Beschreibung
SC-2158-XX	M365SC2158XXX	<p>Linear™ Elektrode</p> <p>Packungsinhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Perkutane Elektrode mit vorgeladenem, gekrümmtem Mandrin (1) Mandrin-Ring mit gekrümmtem und geradem Mandrin (4) Silikon-Anker (1) Einführungsnadel mit Trokar-Mandrin (1) Blanke Elektrode (2) Elektrodenpositionsetiketten, links und rechts (<i>nicht steril</i>) (1) Steuerkappe 
SC-2158-30	M365SC2158300	Linear™ Elektrode 30 cm mit versteiftem Mandrin
SC-2158-50	M365SC2158500	Linear™ Elektrode d 50 cm mit versteiftem Mandrin
SC-2158-70	M365SC2158700	Linear™ Elektrode 70 cm mit versteiftem Mandrin
SC-2158-50E	M365SC215850E0	Trial Linear™ Elektrode 50 cm mit versteiftem Mandrin
Modellnummer	UPN / Produktnummer	Beschreibung
SC-2218-XX	M365SC2218XXX	<p>Linear™ ST Elektrode</p> <p>Packungsinhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Perkutane Elektrode mit vorgeladenem, gekrümmtem Mandrin (1) Mandrin-Ring mit gekrümmtem und geradem Mandrin (4) Silikon-Anker (1) Einführungsnadel mit Trokar-Mandrin (1) Blanke Elektrode (2) Elektrodenpositionsetiketten, links und rechts (<i>nicht steril</i>) (1) Steuerkappe 
SC-2218-30	M365SC2218300	Linear™ ST Elektrode 30 cm mit Mandrin
SC-2218-50	M365SC2218500	Linear™ ST Elektrode 50 cm mit Mandrin
SC-2218-70	M365SC2218700	Linear™ ST Elektrode 70 cm mit Mandrin
SC-2218-50E	M365SC221850E0	Trial Linear™ ST Elektrode 50 cm mit Mandrin




Perkutane Elektroden

Modellnummer	UPN / Produktnummer	Beschreibung
SC-2352-XX	M365SC2352XXX	Linear™ 3-4 Elektrode Packungsinhalt (1) Perkutane Elektrode mit vorgeladenem, gekrümmtem Mandrin (1) Mandrin-Ring mit gekrümmtem und geradem Mandrin (4) Silikon-Anker (1) Einführungsnadel mit Mandrin (1) Blanke Elektrode (1) Steuerkappe (2) Elektrodenpositionsetiketten, links und rechts (<i>nicht steril</i>)
		
SC-2352-50	M365SC2352500	Linear™ 3-4 Elektrode 50 cm
SC-2352-50E	M365SC235250E0	Trial Linear™ 3-4 Elektrode 50 cm
SC-2352-70	M365SC2352700	Linear™ 3-4 Elektrode 70 cm
Modellnummer	UPN / Produktnummer	Beschreibung
SC-2366-XX	M365SC2366XXX	Linear™ 3-6 Elektrode Packungsinhalt (1) Perkutane Elektrode mit vormontiertem, gekrümmtem Mandrin (1) Mandrin-Ring mit gekrümmtem und geradem Mandrin (4) Silikon-Anker (1) Einführungsnadel mit Mandrin (1) Blanke Elektrode (1) Steuerkappe (2) Elektrodenpositionsetiketten, links und rechts (<i>nicht steril</i>)
		
SC-2366-30	M365SC2366300	Linear™ 3-6 Elektrode 30 cm
SC-2366-50	M365SC2366500	Linear™ 3-6 Elektrode 50 cm
SC-2366-50E	M365SC236650E0	Trial Linear™ 3-6 Elektrode 50 cm
SC-2366-70	M365SC2366700	Linear™ 3-6 Elektrode 70 cm


Perkutane Elektroden

Modellnummer	UPN / Produktnummer	Beschreibung
SC-2316-XX	M365SC2316XXX	Infinion™ 16 Kontakt-Elektrode Packungsinhalt (1) 16-Kontakt-Elektrode mit einem vorgeladenen gebogenen Mandrin (1) Mandrin-Ring mit einem gebogenen und einem geraden Mandrin (1) Gerader Mandrin (4) Silikon-Anker (1) Einführungsnadel (1) Blindelektrode (2) Elektrodenpositionsetiketten, links und rechts (<i>nicht steril</i>) (1) Steuerkappe <i>Hinweis: Bei Implantation der Infinion™ 16 Elektrode mit dem Precision™ Plus Generator ist ein Splitter 2x8 und ein medizinischer Kleber erforderlich.</i>
		
SC-2316-50	M365SC2316500	Infinion™ 16 Kontakt-Elektrode 50 cm
SC-2316-50E	M365SC231650E0	Trial Infinion™ 16 Kontakt-Elektrode 50 cm
SC-2316-70	M365SC2316700	Infinion™ 16 Kontakt-Elektrode 70 cm



Implantierbare Elektroden

Modellnummer	UPN / Produktnummer	Beschreibung
SC-8216-XX	M365SC8216XXX	Artisan™ Plattenelektrode <i>Packungsinhalt</i> (1) Elektrode (4) Silikon-Anker (2) Elektrodenpositionsetiketten, links und rechts (<i>nicht steril</i>) 
SC-8216-50	M365SC8216500	Artisan™ Plattenelektrode 50 cm
SC-8216-70	M365SC8216700	Artisan™ Plattenelektrode 70 cm
Modellnummer	UPN / Produktnummer	Beschreibung
SC-8336-XX	M365SC8336XXX	CoverEdge™ 32 Kontakt Plattenelektrode <i>Packungsinhalt</i> (1) 32 Kontakt Plattenelektrode (6) Silikon-Anker 
SC-8336-50	M365SC8336500	CoverEdge™ 32 Kontakt Plattenelektrode 50 cm
SC-8336-70	M365SC8336700	CoverEdge™ 32 Kontakt Plattenelektrode 70 cm
Modellnummer	UPN / Produktnummer	Beschreibung
SC-8352-XX	M365SC8352XXX	CoverEdge™ X 32 Kontakt Plattenelektrode <i>Packungsinhalt</i> (1) 32 Kontakt Plattenelektrode (6) Silikon-Anker 
SC-8352-50	M365SC8352500	CoverEdge™ X 32 Kontakt Plattenelektrode 50 cm
SC-8352-70	M365SC8352700	CoverEdge™ X 32 Kontakt Plattenelektrode 70 cm
Modellnummer	UPN / Produktnummer	Beschreibung
SC-4231-36	M365SC4231360	CoverEdge™ 32 Kontakt Plattenelektrode – Blindelektrode
SC-4231-52	M365SC4231520	CoverEdge™ X 32 Kontakt Plattenelektrode – Blindelektrode


Elektrodenverlängerungen

Modellnummer	UPN / Produktnummer	Beschreibung
SC-3138-XX	M365SC3138XXX	Elektrodenverlängerung <i>Packungsinhalt</i> (1) Elektrodenverlängerung (1) Sechskantschlüssel (1) Tunneling-Instrument, komplett 
SC-3138-25	M365SC3138250	Elektrodenverlängerung 25 cm
SC-3138-35	M365SC3138350	Elektrodenverlängerung 35 cm
SC-3138-55	M365SC3138550	Elektrodenverlängerung 55 cm

Elektrodensplitter

Modellnummer	UPN / Produktnummer	Beschreibung
		Splitter 2x4 <i>Packungsinhalt</i> (1) Elektrodensplitter 2x4 (1) Sechskantschlüssel 
SC-3304-25	M365SC3304250	D4-Splitter 25 cm (distale Konfigurationskontakte 1, 2, 3 und 4 aktiv)
SC-3354-25	M365SC3354250	W4-Splitter 25 cm (breite Konfigurationskontakte 1, 3, 5 und 8 aktiv)
Modellnummer	UPN / Produktnummer	Beschreibung
		Splitter 2x8 (zum Anschließen einer Infinion™ 16 Kontakt-Elektrode) <i>Packungsinhalt</i> (1) Elektrodensplitter 2x8 (1) Drehmomentschlüssel <i>Hinweis: Bei Implantation der Infinion™ 16 Kontakt-Elektrode mit dem Precision™ Plus IPG ist ein Splitter 2x8 und ein medizinischer Kleber erforderlich.</i> 
SC-3400	M365SC34000	Splitter 2x8 30 cm
SC-4320	M365SC43200	Med-A Medizinischer Klebstoff

Adapter

Modellnummer	UPN / Produktnummer	Beschreibung
SC-9004-XX	M365SC9004XXX	<p>Precision™ Konnektor M1 (zur Verwendung mit einer Medtronic-4-Kontaktelektrode zu einem IPG von Boston Scientific)</p> <p>Packungsinhalt (1) M1-Adapter (1) Sechskantschlüssel (2) Elektrodenpositionsetiketten, links und rechts (<i>nicht steril</i>)</p> <p><i>Hinweis: Der Precision™ M1-Adapter kann nur mit einem chirurgischen Klebstoff verwendet werden.</i></p> 
SC-9004-35	M365SC9004350	Precision™ Konnektor M1 35 cm
SC-9004-55	M365SC9004550	Precision™ Konnektor M1 55 cm
SC-9004-70	M365SC9004700	Precision™ Konnektor M1 70 cm
SC-4320	M365SC43200	Chirurgischer Klebstoff

Chirurgische Ersatzteile

Modellnummer	UPN / Produktnummer	Beschreibung
SC-4100A	M365SC4100A0	Precision™ Plus OR-Kabel
SC-4116	M365SC41160	Precision Spectra™ 1x16 OR-Kabel (60cm) und Verlängerung
SC-4108	M365SC41080	Precision Spectra™ 2x8 OR-Kabel (60cm) und Verlängerung
SC-4230	M365SC42300	Durchführungselevator
SC-4300	M365SC43000	Silikon-Anker, 1 cm (2er-Satz)
SC-4301	M365SC43010	Geteilte Silikon-Anker, 1 cm (2er-Satz)
SC-4305	M365SC43050	Silikon-Anker, 2,3 cm (2er-Satz)
SC-4306	M365SC43060	Geteilte Silikon-Anker, 2,3 cm (2er-Satz)
SC-4310	M365SC43100	Silikon-Anker, 4 cm (2er-Satz)
SC-4311	M365SC43110	Geteilte Silikon-Anker, 4 cm (2er-Satz)
SC-4316	M365SC43160	Clik™ Anker (2er-Satz)

Chirurgische Ersatzteile

Modellnummer	UPN / Produktnummer	Beschreibung
SC-4320	M365SC43200	Chirurgischer Klebstoff
SC-4365	M365SC43650	Einführungs-Kit (13 cm, 23 cm)
SC-4254	M365SC42540	Langes Tunneling-Instrument (35 cm)
SC-4275	M365SC42750	Sechskantschlüssel (4,3 cm)
SC-4276	M365SC4276	Sechskantschlüssel (7,6 cm)
SC-4200	M365SC42000	Einführungsnadel (10,1 cm)
SC-4205	M365SC42050	Einführungsnadel (12,7 cm)
SC-4206	M365SC42060	Einführungsnadel (16,5 cm)
SC-4210	M365SC42100	Gekrümmte Epimed-Nadel (10,2 cm)
SC-4350	M365SC43500	Blindelektrode (2er-Satz)
SC-4395-30	M365SC4395300	Mandrin-Kit mit Steuerkappe und steifer Mandrin, 30 cm
SC-4395-50	M365SC4395500	Mandrin-Kit mit Steuerkappe und steifer Mandrin, 50 cm
SC-4395-70	M365SC4395700	Mandrin-Kit mit Steuerkappe und steifer Mandrin, 70 cm
SC-4400	M365SC44000	Precision™ Plus Port-Verschluss (2 Stück)
SC-4401	M365SC44010	Precision Spectra™ IPG Port-Verschluss (4 Stück)

Patientenzubehör

Modellnummer	UPN / Produktnummer	Beschreibung	
SC-5312	M365SC53120	Ladegerät	
SC-5305	M365SC53050	Ladestation	
SC-6358-0BK SC-6358-1BK	M365SC63580BK0 M365SC63581BK0	Ladegürtel (Größe S, schwarz) 66-107 cm (Größe M, schwarz) 81-136 cm	
SC-6350	M365SC63500	Doppelklebepatch (26 Teile)	
SC-5212	M365SC52120	Precision™ Plus Fernbedienung (mit Symboldisplay)	
SC-6360	M365SC63600	Precision™ Plus Patienten-Testgurt	
BPB-3100	M365BPB31000	Precision™ Plus Tasche für Fernbedienung	
NM-6360-32	M365SC6360320	Precision Spectra™ Patienten-Testgurt	
NM-5232	M365SC52320	Precision Spectra™ Fernbedienung	
NM-6210	M365NM62100	Precision Spectra™ Halfter für Fernbedienung	

Patienten-Sets

Modellnummer	UPN / Produktnummer	Beschreibung
SC-6500-03	M365SC6500030	Precision™ Plus Patienten-Test-Set <i>Packungsinhalt</i> (1) 6v Batterie (1) Testgurt
SC-5500-04	M365SC550040	Precision™ Plus Patienten Fernbedienung-Set <i>Packungsinhalt</i> (1) Fernbedienung (1) Tasche für Fernbedienung
SC-6412-3	M365SC641230	Precision™ Family Charging System <i>Packungsinhalt</i> (1) Ladegerät (1) Ladestation (1) Stromversorgung (1) Ladegürtel (1) Stromversorgung für Ladestation (US)
SC-6300	M365SC63000	Stromversorgung für Ladestation (US)
SC-6305	M365SC63050	Netzteil für Ladegerät in Europa (Adapter für Großbritannien und Europa)
SC-5532-1	M365SC553210	Precision Spectra™ Fernbedienung-Set <i>Packungsinhalt</i> (1) Hülle für Fernbedienung (1) USB Stromversorgung für Fernbedienung (US) (1) Tasche für Fernbedienung (1) Spectra Fernbedienung
NM-6310	M365NM63100	Precision Spectra™ USB Stromversorgung für Fernbedienung (US)
NM-6315	M365NM63150	Precision Spectra™ USB Stromversorgung für Fernbedienung (EU)
SC-6500-32	M365SC6500320	Precision Spectra™ Patienten-Test-Set <i>Packungsinhalt</i> (2) AA Batterien (1) Testgurt

Medizinische Geräte und medizinisches Zubehör Für den Einsatz mit Precision™ Plus

Modellnummer	UPN / Produktnummer	Beschreibung
SC-7150-4 / SC-7150-4R	M365SC7150400 / M365SC715040R0	Arztprogrammiergerät Mit Bionic-Navigator™ 1.2 Software
NM-7153-120 / NM-7153-12R0	M365NM7153120 / M365NM7153120	Asus Eee Tablet Arztprogrammiergerät Mit Bionic-Navigator™ 1.2 Software
1163036-001	M36511630360010	Tablett-PC-Stift
SC-5400	M365SC54000	Patientencontroller
SC-5110	M365SC51100	Precision™ Plus Externer Teststimulator
SC-4500	M365SC45000	Infrarotschnittstelle (IR-Schnittstelle)
5093144-001	M36550931440010	USB-Kabel
6015425-001	M36560154250010	IR-Dongle-Halter

Medizinische Geräte und medizinisches Zubehör Für den Einsatz mit Precision Spectra™

Modellnummer	UPN / Produktnummer	Beschreibung
SC-7151-30 / SC-7151-30R	M365SC7151300 / M365SC715130R0	Arztprogrammiergerät Mit Bionic-Navigator™ 1.2 & 3.0 Software
NM-7153-30 / NM 7153-03R	M365NM7153300 / M365NM715330R0	Asus Eee Tablet Arztprogrammiergerät Mit Bionic-Navigator™ 1.2 & 3.0 Software
1163036-001	M36511630360010	Tablett-PC-Stift
SC-5400	M365SC54000	Patientencontroller
SC-5132	M365SC51320	Precision Spectra™ Externer Teststimulator
NM-7190	M365NM71900	Telemetrie-Modul

Générateur d'impulsions implantable (GII) Precision™ Plus

Référence	UPN/Référence	Description
SC-1110-02	M365SC1110020	GII Precision™ Plus <i>Contenu de l'emballage</i> (1) GII (1) Clé hexagonale (1) Ensemble d'outils de tunnellation (1) Gabarit poche GII (2) Bouchons de port





Générateur d'impulsions implantable (GII) Precision™ Spectra



Référence	UPN/Référence	Description
SC-1132	M365SC11320	GII Precision Spectra™ <i>Contenu de l'emballage</i> (1) GII (1) Clé hexagonale (1) Ensemble d'outils de tunnellation (1) Gabarit poche GII (4) Bouchons de port




Sondes percutanées

Référence	UPN/Référence	Description
SC-2158-XX	M365SC2158XXX	Sonde Linear™ Contenu de l'emballage (1) Sonde percutanée (2) Stylets incurvés (dont un pré-inséré dans la sonde) (1) Stylet droit (4) Manchons de suture (1) Aiguille d'insertion avec stylet à trocart (1) Sonde fictive (2) Étiquettes de position de sonde - gauche et droite (<i>non stériles</i>) (1) Embout d'orientation 
SC-2158-30	M365SC2158300	Sonde Linear™ 30 cm avec stylet amélioré
SC-2158-50	M365SC2158500	Sonde Linear™ 50 cm avec stylet amélioré
SC-2158-70	M365SC2158700	Sonde Linear™ 70 cm avec stylet amélioré
SC-2158-50E	M365SC215850E0	Sonde d'essai Linear™ 50 cm avec stylet amélioré
Référence	UPN/Référence	Description
SC-2218-XX	M365SC2218XXX	Sonde Linear™ ST Contenu de l'emballage (1) Sonde percutanée (2) Stylets incurvés (dont un pré-inséré dans la sonde) (1) Stylet droit (4) Manchons de suture (1) Aiguille d'insertion avec stylet à trocart (1) Sonde fictive (2) Étiquettes de position de sonde - gauche et droite (<i>non stériles</i>) (1) Embout d'orientation 
SC-2218-30	M365SC2218300	Sonde Linear™ ST 30 cm avec stylet amélioré
SC-2218-50	M365SC2218500	Sonde Linear™ ST 50 cm avec stylet amélioré
SC-2218-70	M365SC2218700	Sonde Linear™ ST Electrode 70 cm avec stylet amélioré
SC-2218-50E	M365SC221850E0	Sonde d'essai Linear™ ST 50 cm avec stylet amélioré




Sondes percutanées

Référence	UPN/Référence	Description
SC-2352-XX	M365SC2352XXX	Sonde Linear™ 3-4 Contenu de l'emballage (1) Sonde percutanée avec stylet incurvé pré-inséré (1) Anneau de stylet avec un stylet incurvé et un stylet droit (4) Manchons de suture (1) Aiguille d'insertion avec stylet (1) Sonde fictive (1) Embout d'orientation (2) Étiquettes de position de sonde - gauche et droite (<i>non stériles</i>) 
SC-2352-50	M365SC2352500	Sonde Linear™ 3-4 50 cm
SC-2352-50E	M365SC235250E0	Sonde d'essai Linear™ 3-4 50 cm
SC-2352-70	M365SC2352700	Sonde Linear™ 3-4 70 cm
Référence	UPN/Référence	Description
SC-2366-XX	M365SC2366XXX	Sonde Linear™ 3-6 Contenu de l'emballage (1) Sonde percutanée avec stylet incurvé pré-inséré (1) Anneau de stylet avec un stylet incurvé et un stylet droit (4) Manchons de suture (1) Aiguille d'insertion avec stylet (1) Sonde fictive (1) Embout d'orientation (2) Étiquettes de position de sonde - gauche et droite (<i>non stériles</i>) 
SC-2366-30	M365SC2366300	Sonde Linear™ 3-6 30 cm
SC-2366-50	M365SC2366500	Sonde Linear™ 3-6 50 cm
SC-2366-50E	M365SC236650E0	Sonde d'essai Linear™ 3-6 50 cm
SC-2366-70	M365SC2366700	Sonde Linear™ 3-6 70 cm


Sondes percutanées

Référence	UPN/Référence	Description
SC-2316-XX	M365SC2316XXX	<p>Sonde Infinion™ 16 contacts</p> <p>Contenu de l'emballage</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Sonde percutanée à 16 contacts (stylet incurvé pré-inséré dans la sonde) (1) Kit d'un stylet incurvé et un stylet droit (1) Stylet droit (4) Manchons de sutures (1) Aiguille d'insertion (1) Sonde fictive (2) Étiquettes de position de sonde – gauche et droite (<i>non stériles</i>) (1) Embout d'orientation <p><i>Remarque : Veuillez bien noter que l'implantation de la Sonde Linear Infinion avec le Générateur d'impulsions implantable Precision™ Plus nécessite l'utilisation du répartiteur de sonde 2x8 et de colle médicale.</i></p> 
SC-2316-50	M365SC2316500	Sonde Infinion™ 16 contacts 50 cm
SC-2316-50E	M365SC231650E0	Sonde d'essai Infinion™ 16 contacts 50 cm
SC-2316-70	M365SC2316700	Sonde Infinion™ 16 contacts 70 cm



Sondes chirurgicales à palette

Référence	UPN/Référence	Description
SC-8216-XX	M365SC8216XXX	<p>Sonde chirurgicale Artisan™</p> <p>Contenu de l'emballage</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Sonde à palette (4) Manchons de sutures (2) Étiquettes de position de sonde – gauche et droite (<i>non stériles</i>) 
SC-8216-50	M365SC8216500	Sonde à palette 50 cm Artisan™
SC-8216-70	M365SC8216700	Sonde à palette 70 cm Artisan™
Référence	UPN/Référence	Description
SC-8336-XX	M365SC8336XXX	<p>Sonde chirurgicale CoverEdge™ 32</p> <p>Contenu de l'emballage</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 32 Sonde à palette (6) Manchons de sutures 
SC-8336-50	M365SC8336500	Sonde à palette 50 cm CoverEdge™ 32
SC-8336-70	M365SC8336700	Sonde à palette 70 cm CoverEdge™ 32
Référence	UPN/Référence	Description
SC-8352-XX	M365SC8352XXX	<p>Sonde chirurgicale CoverEdge™ X 32</p> <p>Contenu de l'emballage</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 32 Sonde à palette (6) Manchons de sutures 
SC-8352-50	M365SC8352500	Sonde à palette 50 cm CoverEdge™ X 32
SC-8352-70	M365SC8352700	Sonde à palette 70 cm CoverEdge™ X 32
Référence	UPN/Référence	Description
SC-4231-36	M365SC4231360	CoverEdge™ 32 Sonde fictive à palette à 32 contacts
SC-4231-52	M365SC4231520	CoverEdge™ X 32 Sonde fictive à palette à 32 contacts


Sondes-extensions

Référence	UPN/Référence	Description
SC-3138-XX	M365SC3138XXX	Sonde-extension <i>Contenu de l'emballage</i> (1) Sonde-extension (1) Clé hexagonale (1) Ensemble d'outils de tunnellation 
SC-3138-25	M365SC3138250	Sonde-extension 25 cm
SC-3138-35	M365SC3138350	Sonde-extension 35 cm
SC-3138-55	M365SC3138550	Sonde-extension 55 cm

Répartiteurs de sonde

Référence	UPN/Référence	Description
		Répartiteur de sonde 2x4 <i>Contenu de l'emballage</i> (1) Répartiteur de sonde 2x4 (1) Clé hexagonale 
SC-3304-25	M365SC3304250	Répartiteur D4 25 cm (configuration distale - contacts 1, 2, 3 et 4 actifs)
SC-3354-25	M365SC3354250	Répartiteur W4 25 cm (configuration large - contacts 1, 3, 5 et 8 actifs)
Référence	UPN/Référence	Description
		Répartiteur de sonde 2x8 (utilisé avec la Sonde Linear Infinion 16 contacts) <i>Contenu de l'emballage</i> (1) Répartiteur de sonde 2x8 (1) Clé dynamométrique <i>Remarque : Veuillez bien noter que l'implantation de la Sonde Linear Infinion avec le Générateur d'impulsions implantable Precision™ Plus nécessite l'utilisation du répartiteur de sonde 2x8 et de colle médicale.</i> 
SC-3400	M365SC34000	Splitter 2x8 30 cm
SC-4320	M365SC43200	Colle médicale

Adaptateurs

Référence	UPN/Référence	Description
SC-9004-XX	M365SC9004XXX	Connecteur M1 Precision™ (permet de connecter une sonde à 4 contacts Medtronic à un GII Boston Scientific) <i>Contenu de l'emballage</i> (1) Adaptateur M1 (1) Clé hexagonale (2) Étiquettes de position de sonde - gauche et droite (non stériles) <i>Remarque : l'adaptateur M1 Precision™ nécessite l'utilisation d'adhésif médical.</i> 
SC-9004-35	M365SC9004350	Connecteur M1 35 cm Precision™
SC-9004-55	M365SC9004550	Connecteur M1 55 cm Precision™
SC-9004-70	M365SC9004700	Connecteur M1 70 cm Precision™
SC-4320	M365SC43200	Adhésif médical

Accessoires chirurgicaux

Référence	UPN/Référence	Description
SC-4100A	M365SC4100A0	Câble de salle d'opération Precision™ Plus
SC-4116	M365SC41160	Câble de salle d'opération Precision Spectra™ 1x16 (60cm) et extension
SC-4108	M365SC41080	Câble de salle d'opération Precision Spectra™ 2x8 (60cm) et extension
SC-4230	M365SC42300	Élévateur de passage
SC-4300	M365SC43000	Manchons de suture 1 cm (set de 2)
SC-4301	M365SC43010	Manchons de suture fendus 1 cm (set de 2)
SC-4305	M365SC43050	Manchons de suture 2,3 cm (set de 2)
SC-4306	M365SC43060	Manchons de suture fendus 2,3 cm (set de 2)
SC-4310	M365SC43100	Manchons de suture 4 cm (set de 2)
SC-4311	M365SC43110	Manchons de suture fendus 4 cm (set de 2)
SC-4316	M365SC43160	Ancre Clik™ (set de 2)

Accessoires chirurgicaux

Référence	UPN/Référence	Description
SC-4320	M365SC43200	Adhésif médical
SC-4365	M365SC43650	Kit d'introduction (13 cm, 23 cm)
SC-4254	M365SC42540	Outil de tunnellation long (35 cm)
SC-4275	M365SC42750	Clé hexagonale (4,3 cm)
SC-4276	M365SC4276	Clé hexagonale (7,6 cm)
SC-4200	M365SC42000	Aiguille d'insertion 4 po (10,1 cm)
SC-4205	M365SC42050	Aiguille d'insertion 5 po (12,7 cm)
SC-4206	M365SC42060	Aiguille d'insertion 6 po (16,5 cm)
SC-4210	M365SC42100	Aiguille incurvée Epimed (10,2 cm)
SC-4350	M365SC43500	Sondes fictives (set de 2)
SC-4395-30	M365SC4395300	Kit de stylets avec embout d'orientation et stylet plus rigide 30 cm
SC-4395-50	M365SC4395500	Kit de stylets avec embout d'orientation et stylet plus rigide 50 cm
SC-4395-70	M365SC4395700	Kit de stylets avec embout d'orientation et stylet plus rigide 70 cm
SC-4400	M365SC44000	Bouchon de port Precision™ Plus (set de 2)
SC-4401	M365SC44010	Bouchon de port du GII Precision Spectra™ (set de 4)

Accessoires patient

Référence	UPN/Référence	Description	
SC-5312	M365SC53120	Chargeur	
SC-5305	M365SC53050	Station de base du chargeur	
SC-6358-0BK SC-6358-1BK	M365SC63580BK0 M365SC63581BK0	Ceinture chargeur (Taille S, Noir) 66-107 cm (Taille M, Noir) 81-136 cm	
SC-6350	M365SC63500	Kit adhésif (26 adhésifs)	
SC-5212	M365SC52120	Télécommande Precision™ Plus (avec écran iconique)	
SC-6360	M365SC63600	Ceinture chargeur pour la période d'essai Precision™ Plus	
BPB-3100	M365BPB31000	Étui de la télécommande Precision™ Plus	
NM-6360-32	M365SC6360320	Ceinture chargeur pour la période d'essai Precision Spectra™	
NM-5232	M365SC52320	Télécommande Precision Spectra™	
NM-6210	M365NM62100	Étui de la télécommande Precision Spectra™	

Kits Patient

Référence	UPN/Référence	Description
SC-6500-03	M365SC6500030	Precision™ Plus Kit d'essai patient <i>Contenu de l'emballage</i> (1) Pile 6V (1) Ceinture chargeur pour la période d'essai
SC-5500-04	M365SC550040	Precision™ Plus Kit de programmation patient <i>Contenu de l'emballage</i> (1) Télécommande (1) Etui de la télécommande
SC-6412-3	M365SC641230	Precision™ Système de chargement <i>Contenu de l'emballage</i> (1) Chargeur (1) Station de base (1) Câble d'alimentation (1) Ceinture chargeur (1) Chargeur d'alimentation (américain)
SC-6300	M365SC63000	Chargeur d'alimentation (américain)
SC-6305	M365SC63050	Alimentation du chargeur européen (adaptateur pour le Royaume-Uni et l'Europe)
SC-5532-1	M365SC553210	Precision Spectra™ Kit de programmation <i>Contenu de l'emballage</i> (1) Coque de protection pour la télécommande (1) Alimentation USB (américaine) (1) Étui de la télécommande (1) Télécommande Spectra
NM-6310	M365NM63100	Precision Spectra™ Télécommande Alimentation USB (américaine)
NM-6315	M365NM63150	Precision Spectra™ Télécommande Alimentation USB (européenne)
SC-6500-32	M365SC6500320	Precision Spectra™ Kit d'essai patient <i>Contenu de l'emballage</i> (2) Piles AA (1) Ceinture chargeur pour la période d'essai

Équipement et accessoires médecin Pour utilisation avec Precision™ Plus

Référence	UPN/Référence	Description
SC-7150-4 / SC-7150-4R	M365SC7150400 / M365SC715040R0	Programmeur-médecin (M400) doté du logiciel Bionic Navigator™ 1.2
NM-7153-120 / NM-7153-12R0	M365NM7153120 / M365NM7153120	Programmeur-médecin (tablette Asus EE) doté du logiciel Bionic Navigator 1.2
1163036-001	M36511630360010	Stylet de tablette électronique
SC-5400	M365SC54000	Joystick de programmation
SC-5110	M365SC51100	Stimulateur d'essai externe Precision™ Plus
SC-4500	M365SC45000	Interface à infrarouge (IR)
5093144-001	M36550931440010	Câble USB
6015425-001	M36560154250010	Support pour clé IR

Équipement et accessoires médecin Pour utilisation avec Precision Spectra™

Référence	UPN/Référence	Description
SC-7151-30 / SC-7151-30R	M365SC7151300 / M365SC715130R0	Programmeur-médecin (M400) doté du logiciel Bionic Navigator™ 1.2 & 3.0
NM-7153-30 / NM 7153-03R	M365NM7153300 / M365NM715330R0	Programmeur-médecin (tablette Asus EE) doté du logiciel Bionic Navigator™ 1.2 & 3.0
1163036-001	M36511630360010	Stylet de tablette électronique
SC-5400	M365SC54000	Joystick de programmation
SC-5132	M365SC51320	Stimulateur d'essai externe Precision Spectra™
NM-7190	M365NM71900	Télécommande de programmation

Generador de impulsos implantable (GII) Precision™ Plus

Número de modelo	UPN / N.º de producto	Descripción
SC-1110-02	M365SC1110020	GII Precision™ Plus Contenido del paquete (1) GII (1) Destornillador dinamométrico (1) Tunelizador (1) Plantilla para bolsillo de GII (2) Tapones para los puertos de conexión



Generador de impulsos implantable (GII) Precision™ Spectra

Número de modelo	UPN / N.º de producto	Descripción
SC-1132	M365SC11320	GII Precision™ Spectra Contenido del paquete (1) GII (1) Destornillador dinamométrico (1) Tunelizador (1) Plantilla para bolsillo de GII (4) Tapones para los puertos de conexión





Electrodos percutáneos

Número de modelo	UPN / N.º de producto	Descripción
SC-2158-XX	M365SC2158XXX	Electrodo Linear™ Contenido del paquete (1) Electrodo percutáneo (2) Estiletes curvos (uno cargado previamente en el electrodo) (1) Estilete recto (4) Anclaje (1) Aguja de inserción con estilete de trocar (1) Dilatador quirúrgico (2) Etiquetas de posición de los electrodos, izquierda y derecha (no estéril) (1) Accesorio para giro del estilete
SC-2158-30	M365SC2158300	Electrodo Linear™ de 30 cm con estilete mejorado
SC-2158-50	M365SC2158500	Electrodo Linear™ de 50 cm con estilete mejorado
SC-2158-70	M365SC2158700	Electrodo Linear™ de 70 cm con estilete mejorado
SC-2158-50E	M365SC215850E0	Electrodo Trial Linear™ de 50 cm con estilete mejorado
Número de modelo	UPN / N.º de producto	Descripción
SC-2218-XX	M365SC2218XXX	Electrodo Linear™ ST Contenido del paquete (1) Electrodo percutáneo (2) Estiletes curvos (uno cargado previamente en el electrodo) (1) Estilete recto (4) Anclaje (1) Aguja de inserción con estilete de trocar (1) Dilatador quirúrgico (2) Etiquetas de posición de los electrodos, izquierda y derecha (no estéril) (1) Accesorio para giro del estilete
SC-2218-30	M365SC2218300	Electrodo Linear™ de 30 cm con estilete mejorado
SC-2218-50	M365SC2218500	Electrodo Linear™ de 50 cm con estilete mejorado
SC-2218-70	M365SC2218700	Electrodo Linear™ de 70 cm con estilete mejorado
SC-2218-50E	M365SC221850E0	Electrodo Trial Linear™ de 50 cm con estilete mejorado


es

es

Electrodos percutáneos

Número de modelo	UPN / N.º de producto	Descripción
SC-2352-XX	M365SC2352XXX	Electrodo 3-4 Linear™ Contenido del paquete (1) Electrodo percutáneo con estilete curvo cargado previamente (1) Anillo de estilete con un estilete curvo y un estilete recto (4) Anclaje (1) Aguja de inserción con estilete (1) Dilatador quirúrgico (1) Accesorio para giro del estilete (2) Etiquetas de posición de los electrodos, izquierda y derecha <i>(no estéril)</i>
		
SC-2352-50	M365SC2352500	Electrodo 3-4 Linear™ de 50 cm
SC-2352-50E	M365SC235250E0	Electrodo 3-4 Trial Linear™ de 50 cm
SC-2352-70	M365SC2352700	Electrodo 3-4 Linear™ de 70 cm
Número de modelo	UPN / N.º de producto	Descripción
SC-2366-XX	M365SC2366XXX	Electrodo 3-6 Linear™ Contenido del paquete (1) Electrodo percutáneo con estilete curvo cargado previamente (1) Anillo de estilete con un estilete curvo y un estilete recto (4) Anclaje (1) Aguja de inserción con estilete (1) Dilatador quirúrgico (1) Accesorio para giro del estilete (2) Etiquetas de posición de los electrodos, izquierda y derecha <i>(no estéril)</i>
		
SC-2366-30	M365SC2366300	Electrodo 3-6 Linear™ de 30 cm
SC-2366-50	M365SC2366500	Electrodo 3-6 Linear™ de 50 cm
SC-2366-50E	M365SC236650E0	Electrodo 3-6 Trial Linear™ de 50 cm
SC-2366-70	M365SC2366700	Electrodo 3-6 Linear™ de 70 cm




Electrodos percutáneos

Número de modelo	UPN / N.º de producto	Descripción
SC-2316-XX	M365SC2316XXX	Electrodo percutáneo de 16 polos Infinion™ Contenido del paquete (1) Electrodo percutáneo de 16 polos con estilete pre-cargado (1) Anillo con estilete recto y curvo. (1) Estilete recto (4) Anclajes (1) Aguja de inserción (1) Dilatador quirúrgico (2) Etiquetas de posición de los electrodos, izquierda y derecha <i>(no estéril)</i> (1) Tapa de dirección <i>Cuando vaya a implantar un electrodo percutáneo Infinion™ con el Generador de Impulsos Precision™ Plus tenga en cuenta que necesita un Splitter 2x8 y adhesivo médico.</i>
		
SC-2316-50	M365SC2316500	Electrodo percutáneo de 16 polos Infinion™, de 50 cm de longitud
SC-2316-50E	M365SC231650E0	Electrodo percutáneo de 16 polos Infinion™, de 50 cm de longitud para pruebas
SC-2316-70	M365SC2316700	Electrodo percutáneo de 16 polos Infinion™, de 70 cm de longitud


es

es



Electrodos quirúrgicos

Número de modelo	UPN / N.º de producto	Descripción
SC-8216-XX	M365SC8216XXX	Electrodo quirúrgico Artisan™ <i>Contenido del paquete</i> (1) Electrodo quirúrgico (4) Anclaje (2) Etiquetas de posición de los electrodos, izquierda y derecha (no estéril) 
SC-8216-50	M365SC8216500	Electrodo quirúrgico Artisan™ de 50 cm
SC-8216-70	M365SC8216700	Electrodo quirúrgico Artisan™ de 70 cm
Número de modelo	UPN / N.º de producto	Descripción
SC-8336-XX	M365SC8336XXX	Electrodo CoverEdge™ 32 <i>Contenido del paquete</i> (1) 32 Electrodo (6) Anclaje 
SC-8336-50	M365SC8336500	Electrodo CoverEdge™ 32 de 50 cm
SC-8336-70	M365SC8336700	Electrodo CoverEdge™ 32 de 70 cm
Número de modelo	UPN / N.º de producto	Descripción
SC-8352-XX	M365SC8352XXX	Electrodo CoverEdge™ X 32 <i>Contenido del paquete</i> (1) 32 Electrodo (6) Anclaje 
SC-8352-50	M365SC8352500	Electrodo CoverEdge™ X 32 de 50 cm
SC-8352-70	M365SC8352700	Electrodo CoverEdge™ X 32 de 70 cm
Número de modelo	UPN / N.º de producto	Descripción
SC-4231-36	M365SC4231360	CoverEdge™ 32 Dilatador quirúrgico
SC-4231-52	M365SC4231520	CoverEdge™ X 32 Dilatador quirúrgico


Extensiones de electrodos

Número de modelo	UPN / N.º de producto	Descripción
SC-3138-XX	M365SC3138XXX	Extensión del electrodo <i>Contenido del paquete</i> (1) Extensión del electrodo (1) Destornillador dinámico (1) Tunelizador 
SC-3138-25	M365SC3138250	Extensión del electrodo de 25 cm
SC-3138-35	M365SC3138350	Extensión del electrodo de 35 cm
SC-3138-55	M365SC3138550	Extensión del electrodo de 55 cm

Extensiones bifurcadas de electrodos

Número de modelo	UPN / N.º de producto	Descripción
		Extensión bifurcada 2x4 <i>Contenido del paquete</i> (1) Extensión bifurcada del electrodo 2x4 (1) Destornillador dinámico 
SC-3304-25	M365SC3304250	Splitter D4 25 cm (Configuración distal - polos activos 1, 2 3 y 4)
SC-3354-25	M365SC3354250	Splitter W4 25 cm (Configuración alterna - polos activos 1, 3, 5 y 8)
Número de modelo	UPN / N.º de producto	Descripción
		Splitter 2x8 utilizado con el electrodo percutáneo de 16 polos Infinion™ <i>Contenido del paquete</i> (1) Splitter 2x8 (1) Destornillador <i>Cuando vaya a implantar un electrodo percutáneo Infinion™ con el Generador de Impulsos Precision™ Plus tenga en cuenta que necesita un Splitter 2x8 y adhesivo médico.</i> 
SC-3400	M365SC34000	Splitter 2x8 de 30 cm
SC-4320	M365SC43200	Adhesivo médico

Adaptadores

Número de modelo	UPN / N.º de producto	Descripción
SC-9004-XX	M365SC9004XXX	<p>Conector M1 Precision™ (utilizado para conectar un electrodo de 4 polos de Medtronic a un GII de Boston Scientific)</p> <p><i>Contenido del paquete</i> (1) Adaptador M1 (1) Destornillador dinamométrico (2) Etiquetas de posición de los electrodos, izquierda y derecha (no estéril)</p> <p><i>Tenga en cuenta que: El adaptador M1 Precision™ requiere el uso de adhesivo médico</i></p> 
SC-9004-35	M365SC9004350	Conector M1 Precision™ de 35 cm
SC-9004-55	M365SC9004550	Conector M1 Precision™ de 55 cm
SC-9004-70	M365SC9004700	Conector M1 Precision™ de 70 cm
SC-4320	M365SC43200	Adhesivo médico

Accesorios quirúrgicos

Número de modelo	UPN / N.º de producto	Descripción
SC-4100A	M365SC4100A0	Cable de estimulación intraoperatoria Precision™ Plus
SC-4116	M365SC41160	Cable de estimulación intraoperatoria Precision Spectra™ 1x16 (60cm) y extensión
SC-4108	M365SC41080	Cable de estimulación intraoperatoria Precision Spectra™ 2x8 (60cm) y extensión
SC-4230	M365SC42300	Liberador del espacio epidural
SC-4300	M365SC43000	Anclajes de 1 cm (conjunto de 2)
SC-4301	M365SC43010	Anclajes con apertura longitudinal de 1 cm (conjunto de 2)
SC-4305	M365SC43050	Anclajes de 2,3 cm (conjunto de 2)
SC-4306	M365SC43060	Anclajes con apertura longitudinal de 2,3 cm (conjunto de 2)
SC-4310	M365SC43100	Anclajes de 4 cm (conjunto de 2)
SC-4311	M365SC43110	Anclajes con apertura longitudinal de 4 cm (conjunto de 2)
SC-4316	M365SC43160	Anclaje Klik™ (conjunto de 2)

Accesorios quirúrgicos

Número de modelo	UPN / N.º de producto	Descripción
SC-4320	M365SC43200	Adhesivo médico
SC-4365	M365SC43650	Juego de introductor (13 cm, 23 cm)
SC-4254	M365SC42540	Tunelizador largo (35 cm)
SC-4275	M365SC42750	Destornillador dinamométrico (4,3 cm)
SC-4276	M365SC4276	Destornillador dinamométrico (7,6 cm)
SC-4200	M365SC42000	Aguja de inserción de 4 pulgadas (10,1 cm)
SC-4205	M365SC42050	Aguja de inserción de 5 pulgadas (12,7 cm)
SC-4206	M365SC42060	Aguja de inserción de 6 pulgadas (16,5 cm)
SC-4210	M365SC42100	Aguja curva Epimed (10,2 cm)
SC-4350	M365SC43500	Dilatador quirúrgico (conjunto de 2)
SC-4395-30	M365SC4395300	Juego de estiletes con accesorio para giro y estilete rígido de 30 cm
SC-4395-50	M365SC4395500	Juego de estiletes con accesorio para giro y estilete rígido de 50 cm
SC-4395-70	M365SC4395700	Juego de estiletes con accesorio para giro y estilete rígido de 70 cm
SC-4400	M365SC44000	Tapones para los puertos de conexión Precision™ Plus (conjunto de 2)
SC-4401	M365SC44010	Tapones para los puertos de conexión de GII Precision Spectra™ (conjunto de 4)

Accesorios para el paciente

Número de modelo	UPN / N.º de producto	Descripción	
SC-5312	M365SC53120	Cargador	
SC-5305	M365SC53050	Base del cargador	
SC-6358-0BK SC-6358-1BK	M365SC63580BK0 M365SC63581BK0	Cinturón de recarga (Tamaño S, negro) 66-107 cm (Tamaño M, negro) 81-136 cm	
SC-6350	M365SC63500	Juego de adhesivos (26 adhesivos)	
SC-5212	M365SC52120	Control remoto Precision™ Plus (con funciones de pantalla con iconos)	
SC-6360	M365SC63600	Cinturón de prueba para paciente Precision™ Plus	
BPB-3100	M365BPB31000	Funda del control remoto Precision™ Plus	
NM-6360-32	M365SC6360320	Cinturón de prueba para paciente Precision Spectra™	
NM-5232	M365SC52320	Control remoto Precision Spectra™	
NM-6210	M365NM62100	Funda del control remoto Precision Spectra™	

Kits para paciente

Número de modelo	UPN / N.º de producto	Descripción
SC-6500-03	M365SC6500030	Kit Precision™ Plus para fase de prueba de paciente <i>Contenido del paquete</i> (1) 6v Pila (1) Cinturón de prueba
SC-5500-04	M365SC550040	Equipo programador Precision™ Plus para paciente <i>Contenido del paquete</i> (1) Control remoto (1) Funda para control remoto
SC-6412-3	M365SC641230	Equipo Cargador Precision™ para paciente <i>Contenido del paquete</i> (1) Cargador (1) Base del cargador (1) Fuente de alimentación (1) Cinturón de recarga (1) Fuente de alimentación para cargador (USA)
SC-6300	M365SC63000	Fuente de alimentación para cargador (USA)
SC-6305	M365SC63050	Fuente de alimentación del cargador europeo (adaptador para el Reino Unido y Europa)
SC-5532-1	M365SC553210	Equipo programador para paciente Precision Spectra™ <i>Contenido del paquete</i> (1) Funda de plástico protectora para control remoto (1) Fuente alimentación de conexión USB (USA) (1) Funda del control remoto (1) Control remoto Spectra
NM-6310	M365NM63100	Precision Spectra™ Control remoto Fuente Alimentación USB (USA)
NM-6315	M365NM63150	Precision Spectra™ Control remoto Fuente Alimentación USB (europea)
SC-6500-32	M365SC6500320	Kit de fase de prueba para el paciente Precision Spectra™ <i>Contenido del paquete</i> (2) AA Pilas (1) Cinturón de prueba

Equipo de programación y accesorios clínicos del Sistema Precision™ Plus

Número de modelo	UPN / N.º de producto	Descripción
SC-7150-4 / SC-7150-4R	M365SC7150400 / M365SC715040R0	Programador clínico (M400) con el software 1.2 Bionic Navigator™ instalado
NM-7153-120 / NM-7153-12R0	M365NM7153120 / M365NM7153120	Tablet de programación para el médico Asus Eee con el software 1.2 Bionic Navigator™ instalado
1163036-001	M36511630360010	Lápiz para pantalla táctil
SC-5400	M365SC54000	Mando de programación
SC-5110	M365SC51100	Estimulador externo de prueba Precision™ Plus
SC-4500	M365SC45000	Interfaz de infrarrojos (IR)
5093144-001	M36550931440010	Cable USB
6015425-001	M36560154250010	Soporte para llave de infrarrojos

Equipo de programación y accesorios clínicos del Sistema Precision Spectra™

Número de modelo	UPN / N.º de producto	Descripción
SC-7151-30 / SC-7151-30R	M365SC7151300 / M365SC715130R0	Programador clínico con el software 1.2 y 3.0 Bionic Navigator™ instalado
NM-7153-30 / NM 7153-03R	M365NM7153300 / M365NM715330R0	Tablet de programación para el médico Asus Eee con el software 1.2 y 3.0 Bionic Navigator™ instalado
1163036-001	M36511630360010	Lápiz para pantalla táctil
SC-5400	M365SC54000	Mando de programación
SC-5132	M365SC51320	Estimulador externo de prueba Precision Spectra™
NM-7190	M365NM71900	Antena de programación

Generatore di impulsi impiantabile (IPG) Precision™ Plus

Numero modello	UPN / Numero prodotto	Descrizione
SC-1110-02	M365SC1110020	<p>Precision™ Plus IPG</p> <p>Contenuto della confezione</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) IPG (1) Chiave a testa esagonale (1) Gruppo strumento di tunnelizzazione (1) Modello tasca IPG (2) Cappucci





Generatore di impulsi impiantabile (IPG) Precision Spectra™



Numero modello	UPN / Numero prodotto	Descrizione
SC-1132	M365SC11320	<p>Precision Spectra™ IPG</p> <p>Contenuto della confezione</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) IPG (1) Chiave a testa esagonale (1) Gruppo strumento di tunnelizzazione (1) Modello tasca IPG (4) Cappucci




Elettrocateri percutanei

Numero modello	UPN / Numero prodotto	Descrizione
SC-2158-XX	M365SC2158XXX	Elettrocateri Linear™ Contenuto della confezione (1) Elettrocateri percutaneo (2) Mandrini curvi (uno precaricato nell'elettrocateri) (1) Mandrino dritto (4) Guaine di sutura (1) Ago introduttore con mandrino Trocar (1) Piastra elettrocateri (2) Etichette posizione dell'elettrocateri, sinistra e destra (<i>non-sterile</i>) (1) Cappuccio di curvatura 
SC-2158-30	M365SC2158300	Elettrocateri Linear™ 30 cm con mandrino potenziato
SC-2158-50	M365SC2158500	Elettrocateri Linear™ 50 cm con mandrino potenziato
SC-2158-70	M365SC2158700	Elettrocateri Linear™ 70 cm con mandrino potenziato
SC-2158-50E	M365SC215850E0	Elettrocateri di prova Linear™ 50 cm con mandrino potenziato
Numero modello	UPN / Numero prodotto	Descrizione
SC-2218-XX	M365SC2218XXX	Elettrocateri Linear ST™ Contenuto della confezione (1) Elettrocateri percutaneo (2) Mandrini curvi (uno precaricato nell'elettrocateri) (1) Mandrino dritto (4) Guaine di sutura (1) Ago introduttore con mandrino Trocar (1) Piastra elettrocateri (2) Etichette posizione dell'elettrocateri, sinistra e destra (<i>non-sterile</i>) (1) Cappuccio di curvatura 
SC-2218-30	M365SC2218300	Elettrocateri Linear ST™ 30 cm con mandrino potenziato
SC-2218-50	M365SC2218500	Elettrocateri Linear ST™ 50 cm con mandrino potenziato
SC-2218-70	M365SC2218700	Elettrocateri Linear ST™ 70 cm con mandrino potenziato
SC-2218-50E	M365SC221850E0	Elettrocateri di prova Linear ST™ 50 cm con mandrino potenziato




Elettrocateri percutanei

Numero modello	UPN / Numero prodotto	Descrizione
SC-2352-XX	M365SC2352XXX	Elettrocateri Linear™ 3-4 Contenuto della confezione (1) Elettrocateri percutaneo con mandrino curvo precaricato (1) Anello mandrino con un mandrino curvo e un mandrino dritto (4) Guaine di sutura (1) Ago introduttore con mandrino (1) Piastra elettrocateri (1) Cappuccio di curvatura (2) Etichette posizione dell'elettrocateri, sinistra e destra (<i>non-sterile</i>) 
SC-2352-50	M365SC2352500	Elettrocateri Linear™ 3-4 50 cm
SC-2352-50E	M365SC235250E0	Elettrocateri di prova Linear™ 3-4 50 cm
SC-2352-70	M365SC2352700	Elettrocateri Linear™ 3-4 70 cm
Numero modello	UPN / Numero prodotto	Descrizione
SC-2366-XX	M365SC2366XXX	Elettrocateri Linear™ 3-6 Contenuto della confezione (1) Elettrocateri percutaneo con mandrino curvo precaricato (1) Anello mandrino con un mandrino curvo e un mandrino dritto (4) Guaine di sutura (1) Ago introduttore con mandrino (1) Piastra elettrocateri (1) Cappuccio di curvatura (2) Etichette posizione dell'elettrocateri, sinistra e destra (<i>non-sterile</i>) 
SC-2366-30	M365SC2366300	Elettrocateri Linear™ 3-6 30 cm
SC-2366-50	M365SC2366500	Elettrocateri Linear™ 3-6 50 cm
SC-2366-50E	M365SC236650E0	Elettrocateri di prova Linear™ 3-6 50 cm
SC-2366-70	M365SC2366700	Elettrocateri Linear™ 3-6 70 cm


Elettrocateri percutanei

Numero modello	UPN / Numero prodotto	Descrizione
SC-2316-XX	M365SC2316XXX	Elettrocater Infion™ 16 contatti Contenuto della confezione (1) Elettrodo a 16 contatti con stiletto pre-montato (1) Anello porta stiletto con stiletto curvo e dritto (1) Stiletto dritto (4) Sistemi di ancoraggio (1) Ago di introduzione (1) Elettrodo di prova (2) Etichetta distintiva elettrodo destro e sinistro (<i>non-sterile</i>) (1) Cappuccino direzionale <i>Nota bene: per ogni impianto di Infion con Precision Plus è richiesto l'uso di uno Splitter 2x8 e colla medicale.</i> 
SC-2316-50	M365SC2316500	Elettrocater Infion™ 16 contatti 50 cm
SC-2316-50E	M365SC231650E0	Elettrocater di prova Infion™ 16 contatti 50 cm
SC-2316-70	M365SC2316700	Elettrocater Infion™ 16 contatti 70 cm



Elettrocateri chirurgici con piattina

Numero modello	UPN / Numero prodotto	Descrizione
SC-8216-XX	M365SC8216XXX	Elettrocater chirurgico Artisan™ Contenuto della confezione (1) Elettrocater con piattina (4) Guaine di sutura (2) Etichette posizione dell'elettrocater, sinistra e destra (<i>non-sterile</i>) 
SC-8216-50	M365SC8216500	Elettrocater con piattina Artisan™ 50 cm
SC-8216-70	M365SC8216700	Elettrocater con piattina Artisan™ 70 cm
Numero modello	UPN / Numero prodotto	Descrizione
SC-8336-XX	M365SC8336XXX	Elettrocater chirurgico CoverEdge™ 32 Contenuto della confezione (1) 32 Elettrocater con piattina (6) Guaine di sutura 
SC-8336-50	M365SC8336500	Elettrocater con piattina CoverEdge™ 32 50cm
SC-8336-70	M365SC8336700	Elettrocater con piattina CoverEdge™ 32 70cm
Numero modello	UPN / Numero prodotto	Descrizione
SC-8352-XX	M365SC8352XXX	Elettrocater chirurgico CoverEdge™ X 32 Contenuto della confezione (1) 32 Elettrocater con piattina (6) Guaine di sutura 
SC-8352-50	M365SC8352500	Elettrocater con piattina CoverEdge™ X 32 50cm
SC-8352-70	M365SC8352700	Elettrocater con piattina CoverEdge™ X 32 70cm
Numero modello	UPN / Numero prodotto	Descrizione
SC-4231-36	M365SC4231360	CoverEdge™ 32 Elettrocater con piattina non attivo (privo di contatti)
SC-4231-52	M365SC4231520	CoverEdge™ X 32 Elettrocater con piattina non attivo (privo di contatti)


Estensioni elettrocaterere

Numero modello	UPN / Numero prodotto	Descrizione
SC-3138-XX	M365SC3138XXX	Estensione elettrocaterere <i>Contenuto della confezione</i> (1) Estensione elettrocaterere (1) Chiave a testa esagonale (1) Gruppo strumento di tunnelizzazione 
SC-3138-25	M365SC3138250	Estensione elettrocaterere 25 cm
SC-3138-35	M365SC3138350	Estensione elettrocaterere 35 cm
SC-3138-55	M365SC3138550	Estensione elettrocaterere 55 cm

Splitter elettrocaterere

Numero modello	UPN / Numero prodotto	Descrizione
		Splitter 2x4 <i>Contenuto della confezione</i> (1) Splitter elettrocaterere 2x4 (1) Chiave a testa esagonale 
SC-3304-25	M365SC3304250	Splitter D4 25 cm (Configurazione distale - Contatti 1, 2, 3, 4 attivi)
SC-3354-25	M365SC3354250	Splitter W4 25 cm (Configurazione ampia - Contatti 1, 3, 5, 8 attivi)
Numero modello	UPN / Numero prodotto	Descrizione
		Splitter 2x8 (da usare con elettrodo « Infinion » a 16 contatti) <i>Contenuto della confezione</i> (1) Splitter 2x8 (1) Chiave dinamometrica <i>Nota bene: per ogni impianto di Infinion con Precision™ Plus è richiesto l'uso di uno Splitter 2x8 e colla medicale.</i> 
SC-3400	M365SC34000	Splitter 2x8 30 cm
SC-4320	M365SC43200	Colla Medica

Adattatori

Numero modello	UPN / Numero prodotto	Descrizione
SC-9004-XX	M365SC9004XXX	Precision™ Connettore M1 (usato per connettere un elettrocaterere a 4 contatti Medtronic a un IPG Boston Scientific) <i>Contenuto della confezione</i> (1) Adattatore M1 (1) Chiave a testa esagonale (2) Etichette posizione dell'elettrocaterere, sinistra e destra (non-sterile) <i>Si noti che: l'adattatore M1 Precision™ M1 richiede l'impiego della colla per uso medico</i> 
SC-9004-35	M365SC9004350	Precision™ Connettore M1 35 cm
SC-9004-55	M365SC9004550	Precision™ Connettore M1 55 cm
SC-9004-70	M365SC9004700	Precision™ Connettore M1 70 cm
SC-4320	M365SC43200	Colla per uso medico

Ricambi chirurgici

Numero modello	UPN / Numero prodotto	Descrizione
SC-4100A	M365SC4100A0	Cavo OR Precision™ Plus
SC-4116	M365SC41160	Cavo OR Precision Spectra™ 1x16 (60cm) e estensione
SC-4108	M365SC41080	Cavo OR Precision Spectra 2x8 (60cm) e estensione
SC-4230	M365SC42300	Elevatore di passaggio
SC-4300	M365SC43000	Guaine di sutura da 1 cm (set di 2)
SC-4301	M365SC43010	Guaine di sutura sdoppiate da 1 cm (set di 2)
SC-4305	M365SC43050	Guaine di sutura da 2,3 cm (set di 2)
SC-4306	M365SC43060	Guaine di sutura sdoppiate da 2,3 cm (set di 2)
SC-4310	M365SC43100	Guaine di sutura da 4 cm (set di 2)
SC-4311	M365SC43110	Guaine di sutura sdoppiate da 4 cm (set di 2)
SC-4316	M365SC43160	Clik™ Anchor (set di 2)

Ricambi chirurgici

Numero modello	UPN / Numero prodotto	Descrizione
SC-4320	M365SC43200	Colla per uso medico
SC-4365	M365SC43650	Kit introduttore (13 cm, 23 cm)
SC-4254	M365SC42540	Strumento di tunnelizzazione lungo (35 cm)
SC-4275	M365SC42750	Chiave a testa esagonale (4.3 cm)
SC-4276	M365SC4276	Chiave a testa esagonale (7.6 cm)
SC-4200	M365SC42000	Ago introduttore 4 pollici (10.1 cm)
SC-4205	M365SC42050	Ago introduttore 5 pollici (12.7 cm)
SC-4206	M365SC42060	Ago introduttore 6 pollici (16.5 cm)
SC-4210	M365SC42100	Ago curvo Epimed (10.2 cm)
SC-4350	M365SC43500	Piastre elettrocateretere (set di 2)
SC-4395-30	M365SC4395300	Kit mandrino con cappuccio di curvatura e specillo più rigido 30 cm
SC-4395-50	M365SC4395500	Kit mandrino con cappuccio di curvatura e specillo più rigido 50 cm
SC-4395-70	M365SC4395700	Kit mandrino con cappuccio di curvatura e specillo più rigido 70 cm
SC-4400	M365SC44000	Cappuccio Precision™ Plus (set di 2)
SC-4401	M365SC44010	Cappuccio IPG Precision Spectra™ (set di 4)

Accessori per il paziente

Numero modello	UPN / Numero prodotto	Descrizione	
SC-5312	M365SC53120	Caricatore	
SC-5305	M365SC53050	Stazione di base caricatore	
SC-6358-0BK SC-6358-1BK	M365SC63580BK0 M365SC63581BK0	Cintura per caricatore (taglia S, nera) 66-107 cm (taglia M, nera) 81-136 cm	
SC-6350	M365SC63500	Kit di adesivi (26 pezzi)	
SC-5212	M365SC52120	Telecomando Precision™ Plus (con funzione schermate con icone)	
SC-6360	M365SC63600	Cintura fase di prova per paziente Precision™ Plus	
BPB-3100	M365BPB31000	Custodia telecomando Precision™ Plus	
NM-6360-32	M365SC6360320	Cintura fase di prova per paziente Precision Spectra™	
NM-5232	M365SC52320	Telecomando Precision Spectra™	
NM-6210	M365NM62100	Custodia telecomando Precision Spectra™	

Kits per paziente

Numero modello	UPN / Numero prodotto	Descrizione
SC-6500-03	M365SC6500030	Kit Precision™ Plus per paziente, fase Trial <i>Contenuto della confezione</i> (1) 6v Batteria (1) Cintura fase di prova
SC-5500-04	M365SC550040	Kit Telecomando Precision™ Plus per paziente <i>Contenuto della confezione</i> (1) Telecomando (1) Custodia Telecomando
SC-6412-3	M365SC641230	Kit sistema di ricarica Precision™ (Precision Plus & Precision Spectra) <i>Contenuto della confezione</i> (1) Caricatore (1) Stazione di base caricatore (1) Power supply / Adattatori (1) Cintura per caricatore (1) Alimentatore del caricatore (North American)
SC-6300	M365SC63000	Alimentatore del caricatore (North American)
SC-6305	M365SC63050	Alimentatore del caricatore - Europa (adattatore UK e Europa)
SC-5532-1	M365SC553210	Kit Telecomando Precision™ Spectra per paziente <i>Contenuto della confezione</i> (1) Guscio di protezione del telecomando (1) Alimentatore telecomando USB (North American) (1) Custodia telecomando (1) Telecomando Spectra
NM-6310	M365NM63100	Precision Spectra™ Alimentatore telecomando USB (North American)
NM-6315	M365NM63150	Precision Spectra™ Alimentatore telecomando USB (Europa)
SC-6500-32	M365SC6500320	Kit Precision Spectra™ per paziente, fase Trial <i>Contenuto della confezione</i> (2) AA Batterie (1) Cintura fase di prova

Attrezzature e accessori per il personale clinico compatibili con il sistema Precision™ Plus

Numero modello	UPN / Numero prodotto	Descrizione
SC-7150-4 / SC-7150-4R	M365SC7150400 / M365SC715040R0	Programmatore per l'operatore (M400) con software Bionic Navigator™ 1.2
NM-7153-120 / NM-7153-12R0	M365NM7153120 / M365NM7153120	Programmatore Tablet Asus Eee per l'operatore con software Bionic Navigator™ 1.2
1163036-001	M36511630360010	Penna per computer palmare
SC-5400	M365SC54000	Controller paziente
SC-5110	M365SC51100	Stimolatore di prova esterno Precision™ Plus
SC-4500	M365SC45000	Interfaccia a infrarossi (IR)
5093144-001	M36550931440010	Cavo USB
6015425-001	M36560154250010	Supporto dongle IR

Attrezzature e accessori per il personale clinico compatibili con il sistema Precision Spectra™

Numero modello	UPN / Numero prodotto	Descrizione
SC-7151-30 / SC-7151-30R	M365SC7151300 / M365SC715130R0	Programmatore per l'operatore con software Bionic Navigator™ 1.2 & 3.0
NM-7153-30 / NM 7153-03R	M365NM7153300 / M365NM715330R0	Programmatore Tablet Asus Eee per l'operatore con software Bionic Navigator™ 1.2 & 3.0
1163036-001	M36511630360010	Penna per computer palmare
SC-5400	M365SC54000	Controller paziente
SC-5132	M365SC51320	Stimolatore di prova esterno Precision Spectra™
NM-7190	M365NM71900	Antenna di programmazione

**European Distribution
Centre –
The Netherlands**

T: +31 45 54 67 700
F: +31 45 54 67 800

**European Headquarters –
Paris**

T: +33 1 57 66 80 00
F: +33 1 57 66 84 99

Argentina (Freephone)

T: 0800 555 2678
F: +5411 4896 8517

Australia/New Zealand

T: 1800 676 133
F: 1800 836 666

Austria

T: +43 1 60 810
F: +43 1 60 810 60

Belgium (Freephone)

T: 0800 94 494
F: 0800 93 343

Brazil

T: +55 11 5502 8500
F: +55 11 5103 2212

Canada

T: +1 888 359 9691
F: +1 888 575 7396

Chile

T: +562 445 4904
F: +562 445 4915

China – Beijing

T: +86 10 8525 1588
F: +86 10 8525 1566

China – Guangzhou

T: +86 20 8767 9791
F: +86 20 8767 9789

China – Shanghai

T: +86 21 6141 5959
F: +86 21 6141 5900

Colombia

T: +57 1 629 5045
F: +57 1 612 4761

Czech Republic

T: +420 296 331 901
F: +420 296 331 935

Denmark (Freephone)

T: 80 30 80 02
F: 80 30 80 05

Eire (Freephone)

T: 1800 882 969
F: 1800 882 968

Finland

T: +358 20 762 8882
F: +358 20 762 8883

France

T: +33 1 39 30 49 00
F: +33 1 39 30 49 01

Germany (Freephone)

T: 08000 723300
F: 08000 723319

Greece

T: +30 210 9542 300
F: +30 210 9542 310

Hong Kong

T: +852 2960 7100
F: +852 2563 5276

Hungary

T: +36 1 456 30 40
F: +36 1 456 30 41

India – Bangalore

T: +91 80 2212 4928/9
F: +91 80 2207 5153

India – Chennai

T: +91 44 2220 1879
F: +91 44 2220 0716

India – Delhi

T: +91 11 4243 2222
F: +91 11 2610 0808

India – Mumbai

T: +91 22 4030 9165
F: +91 22 4040 9199

Italy

T: +39 010 60 60 1
F: +39 010 60 60 200

Korea

T: +82 2 3476 2121
F: +82 2 3476 1776

Mexico

T: +52 55 5687 63 90
F: +52 55 5687 62 28

**Middle East/Gulf/North
Africa**

T: +961 1 805 410
F: +961 1 805 445

The Netherlands

T: +31 30 602 55 44
F: +31 30 602 55 05

Norway (Freephone)

T: 800 104 04
F: 800 101 90

Poland

T: +48 22 435 14 14
F: +48 22 435 14 10

Portugal

T: +351 1 381 25 40
F: +351 21 381 25 58

South Africa

T: +27 11 840 8600
F: +27 11 463 6077

South East Asia – Malaysia

T: +60 3 2283 3813
F: +60 3 2284 3813

South East Asia – Philippines

T: +63 2 687 6994
F: +63 2 687 3047

South East Asia – Singapore

T: +65 6418 8888
F: +65 6418 8899

South East Asia – Thailand

T: +66 2 6380 100
F: +66 2 6380 400

South East Europe

T: +30 210 9542 300
F: +30 210 9542 310

Spain – Barcelona

T: +34 93 444 72 00
F: +34 93 405 90 45

Spain – Madrid

T: +34 901 11 12 15
F: +34 91 319 50 03

Sweden

T: +46 42 25 69 00
F: +46 42 25 69 69

Switzerland

T: +41 32 626 57 00
F: +41 32 626 57 01

Taiwan

T: +886 2 2747 7278
F: +886 2 2747 7270

Turkey – Istanbul

T: +90 216 464 36 66
F: +90 216 464 36 67

UK (Freephone)

T: 0844 800 4512
F: 0844 800 4513

Uruguay

T: +59 82 900 6212
F: +59 82 900 6212

Venezuela

T: +58 212 959 6275
F: +58 212 959 5328

www.bostonscientific-international.com

RCS Nanterre B420 668 420
DINNMI0026DC

CAUTION: The law restricts these devices to sale by or on the order of a physician. Indications, contraindications, warnings and instructions for use can be found in the product labeling supplied with each device. Information for the use only in countries with applicable health authority product registrations.

All cited trademarks are the property of their respective owners.

NM-58412-AB_SEP2013 © 2013 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.